



**Worldwide Vision**  
— see things different —

**Art: MES40496**

**Personenweegschaal Medisana PS416**

**Nederlands-/Duits-/Frans-/Spaanssprekend**

**Handleiding**

[Belangrijke aanwijzingen](#)

[Verdere veiligheidsinstructies](#)

[Veiligheidsaanwijzingen t.a.v. de batterij](#)

[In gebruik nemen](#)

[Instellen gewichtseenheid](#)

[Instellen van taal](#)

[Foutmeldingen](#)

[Reiniging en onderhoud](#)

[Afvalbeheer](#)

[Technische specificaties](#)

**Inhoud van de verpakking:**

- 1 Medisana personenweegschaal PS416 met spreekfunctie
- 3 batterijen 1.5 V (AAA)
- 1 handleiding



Betrouwbare meetresultaten zijn slechts onder bepaalde voorwaarden te bereiken:

- Meet altijd op hetzelfde moment van de dag
- Sta rechtop en rustig

Met de meetresultaten is, bij consequent doorvoeren, een betrouwbare controle van de ontwikkeling van het lichaamsgewicht mogelijk.

## **BELANGRIJKE AANWIJZINGEN**

Lees de handleiding, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de handleiding voor verder gebruik.

## **SLIPGEVAAR!**

- Stap nooit op de weegschaal met natte voeten.
- Stap nooit op de weegschaal met sokken.

## **Verdere veiligheidsinstructies**

- Zet de weegschaal nooit op een oneffen ondergrond.
- Stap nooit alleen op een hoek van de weegschaal.
- Gaat u bij het wegen niet op één kant en niet op de rand van de weegschaal staan.
- Gebruik het instrument alleen voor de in deze gebruiksaanwijzing beschreven toepassing. Anders vervalt de garantieclaim.
- De weegschaal is uitsluitend geschikt voor medische of commerciële toepassingen: de weegschaal is niet officieel geijkt.
- Plaats de weegschaal op een plaats waar er geen extreme temperatuurverschillen of extreme luchtvochtigheid optreden. Hou de weegschaal uit de buurt van water.
- Plaats de weegschaal nooit op een oneffen ondergrond.
- Stel de weegschaal niet bloot aan rechtstreeks zonlicht.

- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van elektromagnetische zenders met hoge frequentie, omdat deze de werking van het toestel zouden kunnen verstoren.
- De weegschaal heeft een meetbereik tot 180 kg. (396lb). Overlaad de weegschaal niet.
- Behandel de weegschaal voorzichtig. Bescherm de weegschaal tegen slagen en schokken. Laat hem niet vallen en laat er ook niet opvallen. Wanneer het toestel naar beneden valt en in stukken breekt, bestaat er gevaar op verwondingen door de splinters.
- Repareer het apparaat in het geval van storingen of beschadigingen niet zelf, omdat hierdoor de aanspraak op garantie vervalt. Neem contact op met de leverancier.
- De weegschaal kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar. Alsmede door mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking, mensen met gebrek aan kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder supervisie staan of op voorhand werden geïnformeerd over het veilige gebruik van het toestel en zij de daaruit voortvloeiende mogelijke gevaren begrijpen.
- De weegschaal is géén speelgoed
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden, wanneer zij niet onder supervisie staan.

## **Veiligheidsaanwijzingen t.a.v. de batterij**

- Batterijen niet uit elkaar halen.
- Lege batterijen onmiddellijk uit het toestel verwijderen.
- Contact met huid, ogen en slijmvlies vermijden. Bij contact met accuzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig helder water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.
- Mocht er een batterij ingeslikt zijn, dan direct arts waarschuwen.

- Plaats de batterij correct, let op de polariteit.
- Houd het batterijvak goed gesloten.
- Indien het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, dan batterijen verwijderen.
- Batterijen uit de buurt van kinderen houden.
- Batterijen niet heropladen. Er bestaat dan explosiegevaar.
- Niet kortsluiten.
- Niet in het vuur gooien.
- Bewaar ongebruikte batterijen in de verpakking.

## **In gebruik nemen**

Voor u uw digitale weegschaal in gebruik neemt, dient u de 3 bijgevoegde batterijen (1.5 V, AAA) in het apparaat te plaatsen. Open daarvoor het batterijvak aan de onderkant van het apparaat en zet de batterijen erin. Let hierbij op de polariteit (afbeelding in het batterijvak). Plaats het batterijvakdeksel er opnieuw in en druk het aan, zodat het hoorbaar vast klikt.

Vervang de batterijen als het batterijvervangingsymbool "LO" op het display verschijnt of als op het display niet weergegeven wordt nadat het toestel bediend wordt.

## **Instellen gewichtseenheid**

Druk kort in het midden van het weegschaaloppervlak. Op het display verschijnt "0.0" . Nu kunt u via de SHIFT-toets voor het instellen van de taal/gewichtseenheid. Op de achterkant van de weegschaal. De gewenste eenheid voor het gewicht (kg of lb) selecteren. DRUK OP DE KNOP EN HOUD DEZE INGEDRUKT!

## **Instellen van taal**

Druk kort in het midden van het weegschaaloppervlak. Op het display verschijnt "0.0". Nu kan via de SHIFT-toets voor het instellen van de taal/gewichtseenheid op de achterkant van de weegschaal, de gewenste taal ingesteld worden.

**DRUK HERHAALDELIJK OP DE KNOP** (Nederlands (NL), FRANS (FR), DUIITS (DE), ENGELS (GB) voor de audio weergave van het bericht.

Via de instelregelaar kan het volume van de audioweergave steeds worden ingesteld.

Als er geen verdere bediening plaatsvindt, schakelt de weegschaal na ca. 10 sec. automatisch uit.

## **Ingebruikname**

1. Zorg ervoor dat de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond staat. Als u zich wilt wegen, maar de weegschaal abrupt naar voren heb verplaatst, dan dient u eerst even kort met uw voet op het midden van de weegschaal te drukken. Op de display verschijnt dan "0.0", als de weegschaal zich heeft uitgeschakeld, is deze weer klaar voor de "step-on-functie".
2. Stap op de weegschaal en blijf rustig staan. Het toestel wordt automatisch ingeschakeld.
3. Uw gewicht wordt gemeten op de display van de weegschaal en wordt op hetzelfde moment uitgesproken.
4. Stap van de weegschaal af. De weegschaal schakelt na ongeveer 10sec. automatisch uit als er geen verdere bewerking wordt uitgevoerd.

## **Foutmeldingen**

### **LO/Err**

- De batterijen zijn zwak en moeten worden vervangen
- Controleer of u de batterijen correct heeft geplaatst
- Controleer of u de juiste gewichtseenheid heeft gekozen

- Controleer of de weegschaal vrij op een vaste en effen ondergrond staat. De weegschaal mag niet tegen een muur of ander voorwerp staan.
- Herhaal het wegen

## **O-Ld**

De weegschaal is overbelast

### **Reiniging en onderhoud**

- Verwijder de batterijen voordat u het apparaat reinigt.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels.
- Reinig het standvlak na het gebruik met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik in geen geval bijtende reinigingsmiddelen of alcohol.
- Er mag geen water binnendringen in het apparaat. Dompel het apparaat nooit in water. Gebruik het toestel pas opnieuw als het helemaal droog is.

### **Afvalbeheer**

De weegschaal mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.

### **Afvoeren van de batterijen**

Gooi gebruikte batterijen en accu's niet bij het huishoudelijke afval, maar bij het klein en gevaarlijk afval of geeft het af bij een inzamelpunt.

### **Technische specificaties**

Voeding : 4.5 V, 3 x 1.5 V, batterijen AAA  
Afmetingen : 310 x 310 x 24 mm  
Gewicht : 1.8 Kg

**Voor meer informatie:**

Worldwide Vision

Koperslagerij 15

4762 AR Zevenbergen

T 013 528 56 66

E [info@worldwidevision.nl](mailto:info@worldwidevision.nl)

I [www.worldwidevision.nl](http://www.worldwidevision.nl)